

ELECTRICAL MUSCLE STIMULATOR

cefar[®] myo²



USERS MANUAL



MANUEL DE L'UTILISATEUR

USERS MANUAL



| | | | | | |
|--|----|------------------------------------|----|--|-----|
| PRECAUTIONARY MEASURES | 6 | 5.4 SPORT | 17 | 5.7 MASSAGE | 31 |
| 1. INTRODUCTION | 7 | Warm-up | 17 | Muscle Relaxation | 31 |
| 1.1. Electrical Muscle Stimulation (EMS) | 7 | Maximum Force | 17 | Lymphatic Massage | 31 |
| 2. THE CEFAR MYO 2 | 8 | Resistance Force | 17 | Massage Programs | 31 |
| 2.1 Functions | 9 | Explosive Force | 17 | 5.8 PAIN RELIEF | 32 |
| 2.2 How to use the stimulator | 9 | Endurance | 18 | TENS | 32 |
| 2.3 Changing sequence | 10 | Muscle Relaxation | 18 | TENS Muscle Relaxation | 32 |
| 2.4 Pausing the program | 10 | Capillarisation | 18 | Pain Relief - TENS Programs | 33 |
| 3. EFFECTIVE USE | 11 | Recovery | 18 | 5.9 REHABILITATION | 35 |
| 3.1 Electrode Placement | 11 | Active Recovery | 19 | Resuming Activity | 35 |
| Accessories | 11 | SPORT PROGRAMS Trunk | 19 | Rehabilitation Programs | 35 |
| 3.2 Body Position | 11 | SPORT PROGRAMS Upper Limbs | 21 | | |
| 4. PROGRAM STRUCTURE | 13 | SPORT PROGRAMS Lower Limbs | 23 | | |
| 4.1 Program Level | 13 | 5.5 FITNESS | 26 | 6. REPLACEMENT OF BATTERIES | 36 |
| 4.2 Program Sequences | 13 | Toning | 26 | 7. CARE INSTRUCTIONS | 36 |
| 4.3 Active Rest | 13 | Firming | 26 | 8. TROUBLESHOOTING | 36 |
| 4.4 Modulated Frequency | 13 | Sculpting | 26 | 9. TECHNICAL DATA | 37 |
| 4.5 Modulated Pulse Duration | 13 | Bodybuilding | 26 | 10. KEY TO THE STIMULATOR SYMBOLS | 37 |
| 5. STIMULATION TYPES AND PROGRAMS | 14 | FITNESS PROGRAMS Trunk | 27 | 11. GLOSSARY | 38 |
| 5.1 Stimulation Types | 14 | FITNESS PROGRAMS Upper Limbs | 28 | ELECTRODE PLACEMENT GUIDE | 115 |
| 5.2 Program Overview | 14 | FITNESS PROGRAMS Lower Limbs | 29 | | |
| 5.3 Program Guide | 16 | 5.6 AESTHETICS | 30 | | |
| Discover CEFAR MYO 2 | 16 | Lipolysis | 30 | | |
| | | Drainage | 30 | | |
| | | Aesthetic Programs | 30 | | |

PRECAUTIONARY MEASURES

Warning

- People with pacemakers, intra cardiac defibrillators or other active implants, pregnant women, and children must not use the CEFAR MYO 2.
- Do not stimulate on the front or sides of the neck, since a drop in blood pressure can occur.
- Do not use the CEFAR MYO 2 if you are connected to high-frequency surgical equipment, since this may cause burn injuries on the skin under the electrodes, as well as problems with the stimulator.
- Do not use the CEFAR MYO 2 in the direct vicinity of short-wave or microwave equipment (e.g. mobile phones), since this may affect the output power of the stimulator.
- Keep out of reach from children.

Note

- The stimulator should only be used with skin electrodes intended for nerve and muscle stimulation. See electrode package for instructions of use.
- The electrodes should only be placed on healthy skin. Avoid skin irritation by ensuring good contact between electrodes and skin. Hypersensitivity can occur in rare cases. If skin irritation should occur, treatment with the CEFAR MYO 2 should be temporarily discontinued. If condition persists, seek medical advice.

- Switch off stimulation before removing the electrodes from the skin. If an electrode comes off, shut off the stimulation before picking it up. Getting electrical stimulation through the fingers is unpleasant but not harmful.
- Exercise caution when using electrodes smaller than 14 cm², as the current density in some cases exceeds 2 mA rms/cm² and increases risk for burn injuries.
- Be careful with stimulating in the heart region.
- CEFAR Medical AB does not take any responsibility for any electrode placements other than recommended.
- Muscle soreness may occur after stimulation with CEFAR MYO 2, but usually disappears within a week.
- Only Cefar accessories should be used with the CEFAR MYO 2.
- Use the CEFAR MYO 2 only as stated in the operating instructions.
- Inspect the equipment prior to use.
- Never use more than one stimulator at the time.
- Never open the battery lid during stimulation.
- The stimulator meets the requirements of MDD 93/42/EEC, including the EMC requirements. This, however, is no guarantee that the equipment will not be affected by electromagnetic disturbances.
- If the stimulator is not used for some time (approximately 3 months), the non-rechargeable batteries should be removed from the stimulator.



1. INTRODUCTION

Thank you for choosing the CEFAR MYO 2. Your new stimulator has been designed with the latest technology in the field of electrical muscle stimulation. Using the CEFAR MYO 2 regularly will give your training an extra boost, regardless if you are a top athlete, or just exercise to keep fit.

In this manual you are shown how to operate your stimulator safely and how to use it in your training. Be sure to read it carefully before you start training to gain maximum benefits from the CEFAR MYO 2.

More information on our products and electrical muscle stimulation can be found on our web site: www.cefar.se

Good Luck!

1.1. Electrical Muscle Stimulation (EMS)


Electrical Muscle Stimulation (EMS) is successfully used in medical rehabilitation, and to support training in sports at all levels.

The main objective with EMS is to create contractions or vibrations in the muscles. Normally muscular activity is controlled by the central and peripheral nervous systems with electrical signals being sent to the muscles. EMS works in a similar way, but instead the muscle is stimulated with external electrical impulses acting through the skin via the nerve to the muscle. In both cases the muscle reacts and is contracted.

The main benefits of using EMS as a complement to your training

- During the electrical stimulation, all muscle fibres work simultaneously, making it a very efficient form of training compared to traditional muscle-building exercises.
- You can choose the exact muscle group you wish to train, without the fatigue and energy expenditure resulting from traditional muscle building exercises.
- EMS gives you a faster recovery since the blood circulation is increased and toxin elimination improved.
- EMS provides stimulation of the slow as well as the rapid muscle fibres. The rapid fibres are normally difficult to reach with ordinary training.
- Quick return to sport activities after injuries.

Arrow buttons ▲ ▼. Used for individually setting the amplitude for the different channels. **NOTE!** Increase the amplitude cautiously.



2.1 Functions

The CEFAR MYO 2 is a two-channel stimulator, i.e. one large group of muscles or two different parts of the body can be stimulated at the same time. The channels work simultaneously, i.e. both channels stimulate using the same program.

When using the CEFAR MYO 2 you run different programs designed for different types of stimulation. The stimulator has 67 programs organised in the following areas:

- Sport
- Fitness
- Aesthetics
- Massage
- Pain relief
- Rehabilitation

The CEFAR MYO 2 runs on two disposable 1.5 V AA or rechargeable 1.2 V AA batteries. A battery indicator shows when the batteries need to be replaced. After using the stimulator it automatically shuts off after 5 minutes of inactivity to save the batteries.


The stimulator has a belt clip that enables you to have your hands free during stimulation.


2.2 How to use the stimulator

IMPORTANT! The amplitude can be increased and decreased at any time during stimulation using the ▲ and ▼ buttons. If you ever feel discomfort or pain immediately decrease the amplitude. You can also use the On/Off button ● to terminate the stimulation at all times.

1. Connect a pair of electrodes to a cable, and the cable to a channel on the stimulator.




















2. Refer to the electrode placement guide in the back of this manual to see where the electrodes should be placed. Wash and dry the area of the skin where you will be placing the electrodes. See section 3 for more information on electrode placement.
3. Attach the electrodes to your body.
4. Switch the stimulator on by pressing the  button. A beep will indicate that it is switched on. The stimulator automatically chooses the program used the previous time. If you wish to change the program, press the **P+** or **P-** buttons to browse through the different choices. If you are using your CEFAR MYO 2 for the first time we suggest you use Program 0, which is a test program. See section 5.3 for more information on this program.

5. Start the stimulation by setting the desired amplitude with ▲ and ▼ for each channel. The amplitude is set in steps of 0.5 mA which allows you to adjust it exactly after your individual preferences. Each channel is set separately. Note: With intermittent stimulation an amplitude for the rest time needs to be set if the rest is active, see section 4.3 for more information on Active Rest.
6. When the program is finished, three beeps will sound and the timer symbol in the display will blink. The amplitude will decrease to 0.0 mA automatically.
7. You can always stop stimulation by using the  button at all times.

A program is made up of 1, 2 or 3 sequences, all with different purposes. It could be a warm-up sequence followed by a training sequence and a recovery sequence. A beep is heard every time a program changes sequences. When one sequence ends, another starts immediately. You can change sequences whenever you want by pressing the **P+** button or **P-** button for 5 seconds. When the program is changing sequence the amplitude drops to half the setting to prevent discomfort during the transition. This means that you have to raise the amplitude at the start of each new sequence.

You can pause the program by setting the amplitude to 0.0 mA. Start stimulation again by increasing the amplitude. The program will resume at the point at which stimulation was interrupted.

PROGRAM

| BODY PART | Maximum Force, Resistance Force, Explosive Force, Endurance, Toning, Firming, Sculpting, Bodybuilding, Resuming Activity | Warm-up, Muscle Relaxation, Massage programs, Drainage, Pain Relief programs, Lipolysis, Capillarisation, Recovery, Active Recovery |
|---|--|---|
|  <p>QUADRICEPS</p>  <p>LOWER FRONT LEG</p>  <p>CALF</p>  <p>KNEE *</p>  <p>ANKLE *</p> |  |   |
|  <p>ABDOMINAL</p>  <p>HIPS</p> |  |   |
|  <p>LUMBAR/BACK</p>  <p>LATISSIMUS DORSI</p> |   |   |
|  <p>HAMSTRINGS</p>  <p>GLUTEAL/BUTTOCKS</p> |  |   |
|  <p>TRICEPS</p>  <p>SHOULDER</p>  <p>NECK *</p> |  |   |
|  <p>BICEPS</p>  <p>FOREARM</p>  <p>WRIST *</p>  <p>ELBOW *</p> |  |   |
|  <p>PECTORAL/CHEST</p> |  |   |

* PAIN RELIEF

4. PROGRAM STRUCTURE

When using the CEFAR MYO 2 you run different programs with different types of stimulation. For example, the programs for endurance training are totally different from programs for after-training recovery. Furthermore, some of the programs have different levels. The programs are also adapted for different body parts.

4.1 Program Level

Some of the programs have three different levels: Level 1, 2 and 3, e.g. Maximum Force 1, Maximum Force 2 and Maximum Force 3. Use these levels to gradually increase your training load. In the programs with different levels, each level is recommended to be used 6-8 weeks before going on to the next level.

4.2 Program Sequences

Every program consists of 1-3 sequences, each with its own purpose. The programs with 3 sequences always start with a warm-up sequence and end with a recovery sequence to ensure a balanced workout.

| | | |
|------------|----------------------------------|----------------------------|
| Sequence 1 | Warm-up | Moderate muscle vibrations |
| Sequence 2 | ----- See Stimulation Type ----- | |
| Sequence 3 | Recovery | Visible muscle vibrations |

When the program is changing sequences, the amplitude drops to half its value for a more comfortable transition. This means you have to raise the amplitude at the start of each new sequence.

On the display of the stimulator you can see how many sequences the program consists of (number of squares), the current sequence (the filled square), and the duration of the sequence. You may change the stimulation time for the current sequence, or switch to the next or previous sequence at any time during stimulation.

4.3 Active Rest

In the training programs where the intensity is high enough for muscle contractions, there is stimulation between the contractions, so-called Active Rest. The Active Rest stimulation should cause muscle vibrations, but no contractions. The aim is to keep the muscle prepared for the next contraction, and to decrease muscle soreness afterwards.

You have to raise the amplitude for the Active Rest $\cdots \wedge \cdots$ as well as for the contractions $\text{---} \nearrow \text{---} \searrow \text{---}$.

4.4 Modulated Frequency

Modulated Frequency means that the frequency varies over time, and can in some cases make the stimulation more effective and comfortable. This type of stimulation is used in programs such as Sculpting and Maximum Force.

4.5 Modulated Pulse Duration

This type of stimulation is used to make the stimulation more comfortable. The width of each pulse varies over a certain time. The feeling of this stimulation type is "wave-like" and used e.g. in the Muscle Relaxation programs.

The programs in the CEFAR MYO 2 are categorised in different application areas: Sport, Fitness, Aesthetics, Massage, Pain Relief/TENS and Rehabilitation. Every area has different types of stimulation.

5.1 STIMULATION TYPES

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| SPORT | AESTHETICS |
| Warm-up | Lipolysis |
| Maximum Force | Drainage |
| Resistance Force | |
| Explosive Force | MASSAGE |
| Endurance | Muscle Relaxation |
| Muscle Relaxation | Muscle Relaxation Face |
| Capillarisation | Lymphatic Massage |
| Recovery | |
| Active Recovery | PAIN RELIEF |
| | TENS |
| | TENS Muscle Relaxation |
| FITNESS | |
| Toning | |
| Firming | REHABILITATION |
| Sculpting | Resuming Activity |
| Bodybuilding | |



TRUNK



UPPER LIMBS



LOWER LIMBS

5.2 PROGRAM OVERVIEW

| NO. 0 | BODYPART | TITLE Test Program |
|------------------------|----------|-----------------------|
| SPORT - TRUNK | | |
| 1 | Sport | Warm-up |
| 2 | Sport | Maximum Force |
| 3 | Sport | Resistance Force |
| 4 | Sport | Explosive Force |
| 5 | Sport | Endurance |
| 6 | Sport | Muscle Relaxation |
| 7 | Sport | Recovery |
| 8 | Sport | Active Recovery |
| SPORT - UPPER LIMBS | | |
| 9 | Sport | Warm-up |
| 10 | Sport | Maximum Force 1 |
| 11 | Sport | Maximum Force 2 |
| 12 | Sport | Maximum Force 3 |
| 13 | Sport | Resistance Force 1 |
| 14 | Sport | Resistance Force 2 |

| | | |
|----|-------|-------------------|
| 15 | Sport | Explosive Force 1 |
| 16 | Sport | Explosive Force 2 |
| 17 | Sport | Endurance |
| 18 | Sport | Muscle Relaxation |
| 19 | Sport | Capillarisation |
| 20 | Sport | Recovery |
| 21 | Sport | Active Recovery |

SPORT

- LOWER LIMBS

| SPORT - LOWER LIMBS | | |
|---------------------|-------|--------------------|
| 22 | Sport | Warm-up |
| 23 | Sport | Maximum Force 1 |
| 24 | Sport | Maximum Force 2 |
| 25 | Sport | Maximum Force 3 |
| 26 | Sport | Resistance Force 1 |
| 27 | Sport | Resistance Force 2 |
| 28 | Sport | Resistance Force 3 |
| 29 | Sport | Explosive Force 1 |
| 30 | Sport | Explosive Force 2 |
| 31 | Sport | Explosive Force 3 |
| 32 | Sport | Endurance 1 |
| 33 | Sport | Endurance 2 |
| 34 | Sport | Muscle Relaxation |
| 35 | Sport | Capillarisation |
| 36 | Sport | Recovery |
| 37 | Sport | Active Recovery |

FITNESS

- TRUNK

| FITNESS | | |
|---------|---------|--------------|
| - TRUNK | | |
| 38 | Fitness | Toning |
| 39 | Fitness | Firming |
| 40 | Fitness | Sculpting |
| 41 | Fitness | Bodybuilding |

FITNESS

- UPPER LIMBS

| FITNESS | | |
|---------------|---------|--------------|
| - UPPER LIMBS | | |
| 42 | Fitness | Toning |
| 43 | Fitness | Firming |
| 44 | Fitness | Sculpting |
| 45 | Fitness | Bodybuilding |

FITNESS

- LOWER LIMBS

| FITNESS | | |
|---------------|---------|--------------|
| - LOWER LIMBS | | |
| 46 | Fitness | Toning |
| 47 | Fitness | Firming |
| 48 | Fitness | Sculpting |
| 49 | Fitness | Bodybuilding |

AESTHETICS

| AESTHETICS | | |
|------------|------------|-----------|
| 50 | Aesthetics | Lipolysis |
| 51 | Aesthetics | Drainage |

MASSAGE

| MASSAGE | | |
|---------|---------|------------------------|
| 52 | Massage | Muscle Relaxation |
| 53 | Massage | Muscle Relaxation Face |
| 54 | Massage | Lymphatic Massage |

PAIN RELIEF

| PAIN RELIEF | | |
|-------------|------|--|
| 55 | TENS | In general |
| 56 | TENS | Neck |
| 57 | TENS | Shoulder |
| 58 | TENS | Elbow |
| 59 | TENS | Lumbar |
| 60 | TENS | Knee |
| 61 | TENS | Ankle |
| 62 | TENS | TENS Muscle Relaxation, Upper limbs |
| 63 | TENS | TENS Muscle Relaxation, Lower limbs |
| 64 | TENS | TENS Muscle Relaxation, Trunk |

REHABILITATION

| REHABILITATION | | |
|----------------|----------------|--------------------------------|
| 65 | Rehabilitation | Resuming Activity, Trunk |
| 66 | Rehabilitation | Resuming Activity, Upper limbs |
| 67 | Rehabilitation | Resuming Activity, Lower limbs |

The Program Guide helps you to choose a program suitable for your individual needs. Each section specifies the following:

PROGRAM NUMBER

| | |
|----------------------------|--|
| APPLICATION AREA | Stimulation type |
| BODY PART/MUSCLE | Which part of the body to stimulate |
| SEQUENCE | Total duration of each sequence |
| TOTAL DURATION | Total duration of the program |
| INTENSITY | The strength of the stimulation |
| ELECTRODE PLACEMENT | A suggestion of electrode placement (see Electrode Placement Guide , page 115) |

Discover CEFAR MYO 2

If you are using the CEFAR MYO 2 for the first time, we suggest that you try PROGRAM 0 to familiarise yourself with the stimulator.

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| PROGRAM 0. | TEST PROGRAM |
| Sequence | 2 min / 2 min / 2 min |
| Total duration | 6 minutes |
| Electrode placement | 11a |

Sequence 1 (duration 2 min)

Progressively increase the intensity level until you reach a visible vibration. You will feel that the vibrating sensation changes into a light contraction, then decreases to a vibration. This is continuous stimulation with modulated frequency. You can find this form of stimulation in e.g. the warm-up sequences, the Active Recovery programs and the Drainage programs.

Sequence 2 (duration 2 min)

You must increase the level of intensity again. You will feel muscle contractions of medium intensity, alternating with rest periods. The rest time is active, i.e. stimulation is active also during the rest time. The higher the intensity, the larger the number of stimulated muscle fibres. This is the most classical form of muscle stimulation. You will find this form of stimulation in the training programs e.g. in the Maximum Force programs.


Sequence 3 (duration 2 min)

You must increase the level of intensity again. This is continuous stimulation with modulated pulse duration. The feeling of this stimulation is "wave like" and used e. g in the Muscle Relaxation programs.

5.4 SPORT


Warm-up

Increases the muscle's temperature to make it more prepared for exercise. It also increases the blood supply and the metabolism in the muscle.

-  Recommended before physical training or competition.

Maximum Force

Improves the maximum-force capacity and increases muscle mass. Allows training with a maximum load with less risk of injuries compared to classic heavy strength training.

-  Recommended for all sports where you need maximum strength – 1-3 times per week.


Resistance Force

Improves the capacity to develop a high level of force over a prolonged period of time and increases the ability to withstand toxin accumulation and therefore delays the fatigue of the muscle. To achieve a very high intensity of work the objective is to induce a large number of long strong contractions alternating with short Active Rest.

- 1** This is recommended for sports needing intense muscle work over a prolonged period of time – 1-3 times per week.


Explosive Force

Explosive Force increases the capacity for instantaneous maximum force. The aim is to utilise the largest amount of muscle fibres in the shortest possible time. This type of program is used as a more comfortable complement to general explosive force training, which usually is very hard and demanding. It is recommended to start with a Maximum Force program to prepare the muscle for the Explosive Force.

-  The Explosive Force programs are used for sports where strength at a high speed in the shortest possible time is important e.g. sprint, ball sports, alpine skiing – 1-3 times per week.

Active Recovery

Increases the ability to regain muscular capacity after training or competition and to resume training more easily. The stimulation varies from muscle vibrations to light contractions. This increases circulation and decreases muscle stiffness. It also gives pain relief due to the creation of endorphins. This program is valuable in all sports as it improves the ability to return quickly to maximum muscular capacity.

 This program is recommended to be used 6-24 hours after training or competition.



SPORT PROGRAMS

Trunk

PROGRAM 1.

SPORT

Sequence

Total duration

Intensity

Electrode placement

WARM UP

5 min

5 minutes

Moderate muscle vibrations.

1a, 2a, 2d, 4a, 5a, 6a

PROGRAM 2.

SPORT

Sequence

Total duration

Intensity

Electrode placement

MAXIMUM FORCE

5 min / 16 min / 10 min

31 minutes

Maximum muscle contraction without pain.

The Active Rest should give muscle vibrations.

2a, 2d, 2e, 3a, 4a, 5a, 6a

PROGRAM 3.

SPORT

Sequence

Total duration

Intensity

Electrode placement

RESISTANCE FORCE

4 min / 14 min / 15 min

33 minutes

Medium to strong muscle contractions.

The Active Rest should give muscle vibrations.

2a, 2d, 2e, 3a, 4a, 5a, 6a

SPORT

Total duration

Intensity

Electrode placement

EXPLOSIVE FORCE

35 minutes

Maximum muscle contractions without pain.

The Active Rest should give muscle vibrations.

2a, 2e, 3a, 4a, 6a

SPORT

Total duration

Intensity

Electrode placement

ENDURANCE

60 minutes

Medium, visible muscle contractions.

The Active Rest should give muscle vibrations.

2a. 2d. 2e. 3a. 4a. 5a. 6a

SPORT

Total duration

Intensity

Electrode placement

MUSCLE RELAXATION

20 minutes

Visible muscle vibrations to light contractions.

1a, 2a, 2d, 2e, 3a, 4a, 5a, 6a

SPORT

Total duration

Intensity

Electrode placement

RECOVERY

10 minutes

Visible muscle vibrations.

1a, 2a, 2d, 2e, 3a, 4a, 5a, 6a

SPORT

Total duration

Intensity

Electrode placement

ACTIVE RECOVERY

20 minutes

Muscle vibrations and light contractions.

1a, 2a, 2d, 2e, 3a, 4a, 5a, 6a

Electrode placement

5 min / 15 min / 15 min
35 minutes

**Maximum muscle contractions without pain.
The Active Rest should give muscle vibrations.
7a, 7c, 7d, 9a, 9d, 11a, 11b**

Electrode placement

5 min / 40 min / 10 min

55 minutes
Medium, visible muscle contractions.
The Active Rest should give muscle vibrations.
7a, 7c, 7d, 9a, 9d, 11a, 11b

Sequence
Total duration
Intensity
Electrode plac

20 min

20 minutes
Visible muscle vibrations to light contractions.
7a, 7b, 9a, 9c, 9d, 11a, 11b, 11c

Sequence
Total duration
Intensity
Electrode placement

25 min

25 minutes
Visible muscle vibrations.
7a. 7b. 9a. 9c. 9d. 11a. 11b. 11c

Sequence
Total duration
Intensity
Electrode placement

10 min

10 minutes
Visible muscle vibrations.
7a, 7b, 9a, 9c, 9d, 11a, 11b, 11c

Sequence
Total duration
Intensity
Electrode placement

20 min

20 minutes
Muscle vibrations and light contractions.
7a, 7b, 9a, 9c, 9d, 11a, 11b, 11c

Electrode placement

5 min / 15 min / 15 min
35 minutes

**Maximum muscle contractions without pain.
The Active Rest should give muscle vibrations.
13a, 13d, 15a, 16a**

Electrode placement

5 min / 15 min / 15 min
35 minutes

**Maximum muscle contractions without pain.
The Active Rest should give muscle vibrations.
13a. 13d. 15a. 16a**

Electrode placement

5 min / 15 min / 15 min
35 minutes

**Maximum muscle contractions without pain.
The Active Rest should give muscle vibrations.
13a, 13d, 15a, 16a**

Electrode placement

5 min / 40 min / 10 min
55 minutes

Medium, visible muscle contractions.
The Active Rest should give muscle vibrations.
13a, 13d, 15a, 16a, 17a, 19a

Electrode placement

5 min / 40 min / 15 min
60 minutes

Medium, visible muscle contractions.
The Active Rest should give muscle vibrations.
13a. 13d. 15a. 16a. 17a. 19a

Electrode placement

20 min

20 minutes
Visible muscle vibrations to light contractions.
13a, 13c, 15a, 15b, 16a, 16b, 17a, 19a

PROGRAM 35.

SPORT

Sequence

Total duration

Intensity

Electrode placement

CAPILLARISATION

25 min

25 minutes

Visible muscle vibrations.

13a, 13c, 15a, 15b, 16a, 16b, 17a, 19a

PROGRAM 36.

SPORT

Sequence

Total duration

Intensity

Electrode placement

RECOVERY

10 min

10 minutes

Visible muscle vibrations.

13a, 13c, 15a, 15b, 16a, 16b, 17a, 19a

PROGRAM 37.

SPORT

Sequence

Total duration

Intensity

Electrode placement

ACTIVE RECOVERY

20 min

20 minutes

Muscle vibrations and light contractions.

13a, 13c, 15a, 15b, 16a, 16b, 17a, 19a


The toning programs offer genuine maintenance work for muscular tone. This type of training session is of moderate intensity, making it suitable for everyone, without causing muscle soreness.

- These programs represent training exercise of moderate intensity, aimed at improving muscular density without causing muscle soreness.

- i** Recommended for initiating the build up of weak muscles that have lost some of their bulk. They can be used every day on large muscle groups such as the thighs, abdominal and dorsal muscles.

The sculpting programs produce intense work comparable with that afforded by a regular strength training session. It is normal for some muscle soreness to be felt following sessions of this nature.

- The frequency of the impulses pushed to their maximum produces highly intense muscular work. This form of training is aimed at achieving the hypertrophy of the fast muscle fibres. It brings about complete muscular exhaustion, followed by intense muscle soreness.

-  It is aimed at those who are used to muscle training and wish to improve their muscular definition. These programs are recommended to be used 1-3 times per week.



FITNESS PROGRAMS

Upper Limbs

FITNESS

TONING

5 min / 15 min / 5 min

25 minutes

Medium muscle contractions.

7a, 7b, 7c, 9b, 9d, 11a, 11b

FITNESS

FIRMING

5 min / 20 min / 5 min

30 minutes

Maximum muscle contractions without pain.

The Active Rest should give muscle vibrations.

7a. 7b. 7c. 9b. 9d. 11a. 11b

FITNESS

SCULPTING

5 min / 20 min / 5 min

30 minutes

Maximum muscle contractions without pain.

The Active Rest should give muscle vibrations.

7a. 7b. 7c. 9b. 9d. 11a. 11b

FITNESS

BODYBUILDING

5 min / 15 min / 5 min

25 minutes

Maximum muscle contractions without pain.

The Active Rest should give muscle vibrations.

7a, 7b, 7c, 9b, 9d, 11a, 11b



FITNESS PROGRAMS

Lower Limbs

FITNESS

TONING

5 min / 15 min / 5 min

25 minutes

Medium muscle contractions.

13a, 15a, 16b, 17a, 19a

FITNESS

FIRMING

5 min / 20 min / 5 min

30 minutes

Maximum muscle contractions without pain.

The Active Rest should give muscle vibrations.

13a. 15a. 16b. 17a. 19a

FITNESS

SCULPTING

5 min / 20 min / 5 min

30 minutes

Maximum muscle contractions without pain.

The Active Rest should give muscle vibrations.

13a, 15a, 16b, 17a, 19a

FITNESS

BODYBUILDING

5 min / 15 min / 5 min

25 minutes

Maximum muscle contractions without pain.


The Active Rest should give muscle vibrations.

13a, 15a, 16b, 17a, 19a

The low frequency stimulation in this program has a positive effect on the metabolism, promoting the elimination of toxins and unwanted fluids. It can be used for reshaping and rejuvenating areas by modifying the metabolism of lipocytes. For best result, follow up with aerobic training e.g. running or cycling for a minimum of 20 minutes.

- ## Drainage

The co-ordinated stimulation achieved by the two channels of the stimulator produces a muscular pumping effect. The pumping action mainly activates the venous but also the lymphatic systems mechanically.

-  The objective is to improve the circulation and to promote the elimination of toxins.
Can be used every day.

Aesthetic Programs

Electrode placement

5b, 6a, 13a, 15a, 15b, 17a, 19a


Electrode placement

5b, 6a, 13a, 15a, 15b, 17a, 19a

5.7 MESSAGE

Muscle Relaxation

Enables a very effective decontraction of the muscle due to the comfortable vibrations that increase the circulation and help the muscles to relax.

 These programs can be used on any occasion when muscle relaxation is needed.

Lymphatic Massage

The coordinated stimulation achieved by the two channels of the stimulator produces a muscular pumping effect. The pumping action mainly activates the lymphatic but also the venous systems mechanically.

1 Its objective is to improve the circulation in the lymphatic system and to promote the elimination of toxins. These programs can be used on any occasion when Lymphatic Massage is needed.

PROGRAM 52.

MASSAGE

Sequence

Total duration

Intensity

Electrode placement

MUSCLE RELAXATION

20 min

20 minutes

Visible muscle vibrations.

**1a, 1b, 2a, 2d, 4b, 6a, 7a, 9c, 11c,
13a, 15a, 15b, 16b, 17a, 19a**

PROGRAM 53.

MASSAGE

Sequence

Total duration

Intensity

Electrode placement

MUSCLE RELAXATION FACE

15 min

15 minutes

Light muscle vibrations.

20a



PROGRAM 54.

MASSAGE

Sequence

Total duration

Intensity

Electrode placement

LYMPHATIC MASSAGE

20 min



20 minutes

Visible muscle vibrations to light contractions.

6a, 9c, 11c, 13a, 15a, 15b, 16b, 17a, 19a



TENS

TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) utilises the nervous system's own pain relief mechanisms to ease both acute and chronic pain. When stimulating, impulses are sent through the nerves to block the pain impulses. The pain relief is usually most efficient during stimulation, but the effect can also last after the program has finished. TENS also increases the circulation.

-  The TENS programs do not always treat the cause of pain. If the pain persists, seek medical advice.
-  Place the electrodes on the painful area. Every stimulation session should last at least 30 minutes and the program can be used on any occasion when pain relief is needed.

TENS Muscle Relaxation

Offers effective relaxation of the muscle, as well as pain relief. The TENS utilises the nervous system's own pain relief mechanisms to ease both acute and chronic pain. When stimulating, impulses are sent through the nerves to block the pain impulses. The muscle relaxation increases the circulation and helps the muscles to relax.

-  The TENS programs do not always treat the cause of pain. If the pain persists, seek medical advice.
-  As tensed muscles sometimes are painful this program is combined TENS and muscle relaxation. The first phase is TENS and the second is muscle relaxation. The program can be used on any occasion when both pain relief and muscle relaxation are needed.

Sequence
Total duration
Intensity

Electrode placement

25 min / 15 min
40 minutes

- **TENS sequence one:** Pins-and-needles sensation without pain. Should not cause contractions.
- **Muscle relaxation sequence two:** Visible muscle vibrations.



Sequence
Total duration
Intensity

Electrode placement

25 min / 15 min
40 minutes

- **TENS sequence one: Pins-and-needles sensation without pain. Should not cause contractions.**
- **Muscle relaxation sequence two: Visible muscle vibrations.**



Sequence
Total duration
Intensity

Electrode placement

25 min / 15 min
40 minutes

- **TENS sequence one:** Pins-and-needles sensation without pain. Should not cause contractions.
- **Muscle relaxation sequence two:** Visible muscle vibrations.



5.9 REHABILITATION

Resuming Activity

Resuming physical activity after a period of interruptions. After injuries or other interruption in physical activity the muscles often lose strength and muscle mass. It is important to restore normal muscle capacity as soon as possible. The Resuming Activity program enables you to train the specific muscles that are affected.

1 Can be used on any occasions when resuming activity is needed.

Rehabilitation Programs

PROGRAM 65. REHABILITATION

RESUMING ACTIVITY - TRUNK

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Sequence | 5 min / 30 min / 10 min |
| Total duration | 45 minutes |
| Intensity | Moderate muscle contractions. |
| Electrode placement | 2a, 2d, 2e, 3a, 4a, 5a, 6a |



PROGRAM 66. REHABILITATION

RESUMING ACTIVITY - UPPER LIMBS

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Sequence | 5 min / 30 min / 10 min |
| Total duration | 45 minutes |
| Intensity | Moderate muscle contractions. |
| Electrode placement | 7a, 7c, 7d, 9a, 9d, 11a, 11b |



PROGRAM 67. REHABILITATION

RESUMING ACTIVITY - LOWER LIMBS

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Sequence | 5 min / 30 min / 10 min |
| Total duration | 45 minutes |
| Intensity | Moderate muscle contractions. |
| Electrode placement | 13a, 13d, 15a, 16b, 17a, 19a |



Switch off the stimulator. Remove the battery cover by sliding it downwards and then lifting it upwards, and take out the batteries. Make sure the new batteries are placed correctly with respect to the polarity (note + and - symbols). See fig. page 113. Dispose the used batteries at a recycling station.

7. CARE INSTRUCTIONS

Taking care of and cleaning the CEFAR MYO 2 equipment is simple, provided the following instructions are observed:

- Always keep the stimulator and accessories in the original case when not in use.
- Never expose the stimulator to water. Wipe it off with a damp cloth if necessary.
- The leads are best preserved if left attached to the stimulator between sessions.
- Do not jerk cords or connections.

8. TROUBLESHOOTING

Check that all settings are correct and make sure that the electrodes are correctly placed (see the Electrode Placement Guide p. 115).

- The skin is irritated. For advice on skin care, see section Precautionary Measures.
- Electrodes are too old and need to be replaced.

Current pulses are weak, or missing

- Check if the battery needs replacing, see section 6, Replacement of batteries.
- Make sure that the electrodes do not touch each other.
- If the circuit is not closed, e.g. due to a broken cable, the amplitude for this channel is automatically turned off and 0.0 mA starts blinking. A cable breakage can be checked by pressing the cable's pins against one another while increasing the amplitude for this channel to about 15 mA. If the amplitude now turns off and 0.0 mA blinks, the cable needs to be replaced. NOTE! When checking for cable breakage the amplitude must not be increased to more than 20 mA, since this could cause damage to the stimulator.
- Excessively high resistance is indicated by the amplitude dropping to 0 mA and 0.0 mA blinking.
- The electrodes are worn out and need replacement.


Service of the CEFAR MYO 2 should only be performed by CEFAR Medical AB or Cefar distributors, and should be carried out once a year.



9. TECHNICAL DATA

CEFAR MYO 2 is an electrical stimulator, with two channels, intended for muscular training and pain relief. The stimulator runs on either two rechargeable 1.2 V AA batteries or two non-rechargeable 1.5 V AA batteries. It delivers a constant current of 100 mA through a load of 1000 ohm.

| | |
|-------------------------------|---|
| NUMBER OF CHANNELS | 2 (simultaneous) |
| CONSTANT CURRENT | Up to a resistance of 1000 ohm |
| STIMULATION FORMS | Continuous stimulation: constant pulse, modulated pulse duration, modulated frequency. Intermittent stimulation: constant pulse, modulated frequency. |
| AMPLITUDE | 0-100 mA, in steps of 0.5 mA. |
| WAVEFORM | Symmetrical biphasic square pulse |
| MAXIMUM FREQUENCY | 120 Hz |
| MAXIMUM PULSE DURATION | 300 μ s |
| POWER SOURCE | 2 x 1.5 V AA non-rechargeable or 2 x 1.2 V AA rechargeable batteries |



**CURRENT CONSUMPTION
FOR ONE CHANNEL, 300 μ S,
30 HZ, 30MA**

75 mA

ENVIRONMENT FOR STORAGE AND SHIPPING

Temperature 10° C - 40° C
Air humidity 30% - 75%
Air pressure 700 hPa-1060 hPa

EXTERNAL DIMENSIONS

65 x 120 x 30 mm

WEIGHT

approximately 160 g

I R.M.S. MAX/CHANNEL

27 mA

10. KEY TO THE STIMULATOR SYMBOLS



Read the operating instructions prior to use.




Patient part type – Body Floating.



Complies with MDD 93/42/EEC requirements.
Notified body SEMKO AB.

Warranty: The stimulator is covered by a two-year warranty against manufacturing faults. Subject to normal conditions of use.

| | |
|--|--|
| METABOLISM | Chemical processes that are continually taking place in the human body and which are essential to life e.g. the building of tissues and the elimination of waste matters. |
| MODULATED FREQUENCY | The frequency varies over a certain time. |
| MODULATED PULSE | |
| DURATION | The duration of each pulse varies over a certain time. |
| MUSCLE FIBRES, — SLOW, FAST | Component in the muscle. Muscles are made up of slow muscle fibres and fast muscle fibres. The slow fibres are mainly used in endurance sports, whereas the fast fibres are mainly used in explosive sports. |
| PULSE DURATION | The phase duration of each individual pulse. |
| SEQUENCE | Part of a program. |
| TENS | Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. |
| TOXINS | Poisonous substances in the body. |
| VENOUS SYSTEM | System of veins which bring blood back to the heart from the tissues. |
| Y-CABLE  | An electrode cable making it possible to double the amount of electrodes. |

MANUEL DE L'UTILISATEUR



| | |
|--|----|
| PRÉCAUTIONS À PRENDRE | 42 |
| 1. INTRODUCTION | 43 |
| 1.1. Électrostimulation musculaire (ESM) | 43 |
| 2. LE CEFAR MYO 2 | 44 |
| 2.1 Fonctions | 45 |
| 2.2 Mode d'emploi du stimulateur | 45 |
| 2.3 Changement de séquence | 46 |
| 2.4 Pauses au cours du programme | 46 |
| 3. UTILISATION EFFICACE | 47 |
| 3.1 Positionnement des électrodes | 47 |
| Accessoires | 47 |
| 3.2 Position du corps | 47 |
| 4. STRUCTURE DES PROGRAMMES | 49 |
| 4.1 Niveaux des programmes | 49 |
| 4.2 Séquences des programmes | 49 |
| 4.3 Repos actif | 49 |
| 4.4 Fréquence modulée | 49 |
| 4.5 Durée d'impulsion modulée | 49 |
| 5. TYPES ET PROGRAMMES DE STIMULATION | 50 |
| 5.1 Types de Stimulation | 50 |
| 5.2 Vue d'ensemble des programmes | 50 |
| 5.3 Guide de programme | 52 |
| Découvrez CEFAR MYO 2 | 52 |

| | |
|--|----|
| 5.4 SPORT | 53 |
| Échauffement | 53 |
| Force maximale | 53 |
| Force résistance | 53 |
| Force explosive | 53 |
| Endurance | 54 |
| Relaxation musculaire | 54 |
| Capillarisation | 54 |
| Récupération | 54 |
| Récupération active | 55 |
| PROGRAMMES - SPORT Tronc | 55 |
| PROGRAMMES - SPORT Membres Supérieurs .. | 57 |
| PROGRAMMES - SPORT Membres Inférieurs .. | 59 |
| 5.5 FITNESS | 62 |
| Tonification | 62 |
| Raffermissment | 62 |
| Sculpt | 62 |
| Body building | 62 |
| PROGRAMMES - FITNESS Tronc | 63 |
| PROGRAMMES - FITNESS Membres Supérieurs .. | 64 |
| PROGRAMMES - FITNESS Membres Inférieurs .. | 65 |
| 5.6 ESTHÉTIQUE | 66 |
| Lipolyse | 66 |
| Drainage | 66 |
| Programmes - Esthétique | 66 |

| | |
|---|-----|
| 5.7 MASSAGE | 67 |
| Relaxation musculaire | 67 |
| Massage lymphatique | 67 |
| Programmes - Massage | 67 |
| 5.8 SOULAGEMENT DE LA DOULEUR | 68 |
| TENS | 68 |
| TENS Relaxation musculaire | 68 |
| Programmes - Soulagement de la douleur | 69 |
| 5.9 RÉHABILITATION | 71 |
| Reprise d'activité | 71 |
| Programmes - Réhabilitation | 71 |
| 6. REMPLACEMENT DES PILES | 72 |
| 7. CONSEILS D'ENTRETIEN | 72 |
| 8. RECHERCHE DE PANNES | 72 |
| 9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | 73 |
| 10. DÉFINITION DES SYMBOLES | 73 |
| 11. GLOSSAIRE | 74 |
| GUIDE DE POSITIONNEMENT DES ÉLECTRODES .. | 149 |

PRÉCAUTIONS À PRENDRE

Mise en garde

- Les patients qui utilisent un stimulateur cardiaque (pacemaker), un défibrillateur cardiaque ou tout autre implant électronique, les femmes enceintes et les enfants ne doivent pas être traités avec le CEFAR MYO 2.
- Ne stimulez jamais à proximité du sinus carotidien, sur le cou près des artères carotides. Vous risqueriez de provoquer une chute de la tension artérielle.
- N'utilisez jamais le CEFAR MYO 2 lorsque le patient est branché à un équipement chirurgical à haute fréquence. Ceci pourrait causer des brûlures cutanées sous les électrodes et aussi endommager le stimulateur.
- N'utilisez jamais le CEFAR MYO 2 à proximité d'appareils à ondes courtes ou à ondes ultracourtes (p. ex. les téléphones portables), lesquels pourraient influencer sa puissance utile.
- Gardez toujours le stimulateur hors de la portée des enfants.

N.B

- N'utilisez que les électrodes destinées à la stimulation nerveuse et musculaire. Reportez-vous à l'emballage des électrodes pour les directives d'utilisation.
- Ne placez les électrodes que sur une peau saine. Une hypersensibilité peut se produire dans de rares cas. Dans le cas d'une irritation cutanée, il est préférable d'interrompre temporairement le traitement avec le CEFAR MYO 2. Si l'irritation persiste, consultez votre médecin.

- Avant de retirer les électrodes de la peau, mettez le stimulateur en position OFF. Si une électrode se décolle, éteindre le stimulateur avant de toucher l'électrode. Les impulsions de courant du stimulateur ne présentent toutefois aucun danger.
- Une grande prudence est recommandée lors de l'utilisation d'électrodes dont la surface est inférieure à 14 cm². En effet la densité du courant peut dans certains cas dépasser 2 mA/cm² et risque d'entraîner des brûlures cutanées.
- Soyez prudent lorsque vous stimulez à proximité du cœur.
- CEFAR Medical AB n'est pas responsable d'un positionnement d'électrodes autre que celui qui est recommandé.
- Des courbatures peuvent apparaître après l'utilisation du CEFAR MYO 2 mais elles disparaissent généralement au bout d'une semaine.
- N'utilisez que les accessoires CEFAR qui accompagnent le stimulateur CEFAR MYO 2.
- Utilisez toujours le CEFAR MYO 2 selon le mode d'emploi.
- Vérifiez toujours le stimulateur avant de l'utiliser.
- N'utilisez qu'un seul stimulateur à la fois.
- N'ouvrez jamais le couvercle de la pile pendant la stimulation.
- Le stimulateur est testé et homologué selon les directives MDD 93/42/EEC et EMC. Ceci ne garantit pas pour autant que l'équipement ne sera pas affecté par des perturbations électromagnétiques.
- Lorsque le stimulateur n'a pas besoin d'être utilisé pendant une période prolongée (environ 3 mois), retirer les piles jetables du stimulateur.



1. INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi le CEFAR MYO 2. Votre nouveau stimulateur a été conçu selon les plus récents progrès technologiques dans le domaine de l'électrostimulation musculaire. En utilisant le CEFAR MYO 2 régulièrement, vous augmenterez votre niveau d'entraînement, que vous soyez un athlète de haut niveau ou que vous désiriez vous entraîner simplement pour garder la forme.

Ce manuel vous montre comment utiliser votre stimulateur en toute sécurité et comment l'utiliser dans votre entraînement. Assurez-vous de le lire attentivement avant de commencer votre entraînement pour en retirer le plus d'avantages possible.

Vous trouverez davantage d'informations sur nos produits et sur l'électrostimulation musculaire sur notre site Web : www.cefar.se

A vous de jouer !

1.1. Électrostimulation musculaire (ESM)

L'électrostimulation musculaire (ESM) est utilisée avec succès en réadaptation médicale et en guise de soutien d'entraînement dans tous les sports et ce, à tous les niveaux.

Le principal objectif de l'ESM est de créer des contractions ou des vibrations musculaires. L'activité musculaire est généralement contrôlée par le système nerveux central et périphérique grâce à des signaux électriques qui sont envoyés vers les muscles. L'ESM fonctionne de façon similaire, le muscle étant plutôt stimulé grâce aux impulsions électriques externes qui agissent au travers de la peau. Dans les deux cas, le muscle réagit et se contracte.

Les principaux avantages de l'utilisation de l'ESM comme complément à votre entraînement sont les suivants :


- Pendant l'électrostimulation, toutes les fibres musculaires travaillent simultanément, ce qui en fait une forme d'entraînement très efficace en comparaison avec les exercices de musculation traditionnels.
- Vous pouvez choisir le groupe musculaire que vous désirez entraîner, sans avoir la fatigue et l'énergie qui résultent des exercices de musculation traditionnels.
- L'ESM vous permet de récupérer plus facilement étant donné que la circulation sanguine augmente et que les toxines sont éliminées de façon plus efficace.
- L'ESM permet la stimulation des fibres musculaires lentes et rapides. Les fibres rapides sont généralement difficiles à atteindre dans le cas d'un entraînement ordinaire.
- Retour rapide aux activités sportives après une blessure.



Indique le programme que vous avez choisi.

● Met en marche et arrête le stimulateur. Vous pouvez également utiliser le bouton On/Off à tout moment pour interrompre la stimulation.

Boutons flèche ▲ ▼. Utilisés pour un réglage individuel de l'amplitude pour les différents canaux. N B ! Augmentez l'amplitude avec précaution.



Avant la phase de stimulation, la minuterie affiche la durée totale du programme. Durant la stimulation, la minuterie indique combien de temps il reste dans la séquence en cours.

- L'intensité est affichée en mA (milliampères) pour chaque canal respectif. Nota : Lors de traitement avec stimulation intermittente (stimulation/repos/stimulation) mA demeure allumé pendant la période de stimulation et clignote au repos.

Les boutons **P+** and **P-** sont utilisés pour sélectionner un programme et pour modifier une séquence.

2.1 Fonctions

Le CEFAR MYO 2 est un stimulateur à deux canaux, ce qui signifie que vous pouvez stimuler de grands groupes de muscles ou deux endroits sur le corps en même temps. Les canaux travaillent simultanément, c'est-à-dire que les deux canaux stimulent avec le même programme.

Lorsque vous utilisez le CEFAR MYO 2, vous faites fonctionner différents programmes avec différents types de stimulation. Le stimulateur intègre 67 programmes organisés dans les catégories suivantes :

- Sport
- Fitness
- Esthétique
- Massage
- Soulagement de la douleur
- Réhabilitation

Le stimulateur CEFAR MYO 2 fonctionne soit sur deux piles rechargeables de 1,2 V AA ou sur piles jetables de 1,5 V AA. Un témoin s'allume lorsque les piles doivent être remplacées. Une fois le traitement terminé, le stimulateur s'éteint automatiquement après cinq minutes permettant ainsi d'économiser la durée de vie des piles.


Un clip de ceinture pratique, que vous pouvez accrocher à votre poche ou à votre ceinture de pantalon, vous permet de travailler avec les mains libres pendant la stimulation.


2.2 Mode d'emploi du stimulateur

IMPORTANT! Vous pouvez augmenter ou diminuer l'intensité de courant à n'importe quel moment au cours du traitement à l'aide des boutons ▲ et ▼. Si vous percevez le moindre inconfort ou la moindre douleur, diminuez immédiatement l'intensité. Vous pouvez également utiliser le bouton On/Off ● à tout moment pour interrompre la stimulation.

1. Connectez une paire d'électrodes à un câble et le câble à un canal sur le stimulateur.



2. Se référer au guide de positionnement d'électrodes au dos de ce manuel pour savoir de quelle manière se placent les électrodes. Lavez la peau avec de l'eau et du savon et bien sécher avant d'appliquer les électrodes sur le corps. Se reporter à la section 3 pour le positionnement des électrodes.
3. Fixez les électrodes sur votre corps.
4. Mettre le stimulateur en marche à l'aide du bouton  .
Un signal sonore indique que le stimulateur est activé. Le stimulateur choisira automatiquement le dernier programme utilisé. Si vous désirez choisir un nouveau programme, appuyez sur les boutons **P+** ou sur **P-** pour naviguer à travers les différents choix. Si vous utilisez CEFAR MYO 2 pour la première fois, nous vous suggérons d'utiliser le Programme

5. Démarrez la stimulation en réglant l'amplitude souhaitée pour chaque canal à l'aide des boutons ▲▼. L'amplitude se règle par sauts de 0,5 mA, ce qui permet d'effectuer un réglage répondant à vos besoins individuels. Chaque canal est réglé séparément. NB ! Lors de stimulation intermittente, il est nécessaire de régler une amplitude pour la période de repos, si le repos est actif. Reportez-vous à la section 4.3 pour de plus amples informations sur le repos actif.
6. Une fois le programme terminé, 3 signaux sonores se font entendre et l'icône d'horloge clignote à l'écran. L'intensité de courant revient à 0,0 mA automatiquement.
7. Vous pouvez à n'importe quel moment arrêter la stimulation à l'aide du bouton .

Chaque programme consiste en une à trois séquences où chaque fréquence vise son propre objectif. Il peut par exemple s'agir d'une séquence d'échauffement suivie d'une séquence d'entraînement et d'une séquence de récupération. Un signal sonore se fait entendre chaque fois que le stimulateur change de séquence. Lorsqu'une séquence se termine, une autre démarre immédiatement. Vous pouvez passer d'une phase à l'autre en cours de programme. Pour ce faire, il suffit de maintenir le bouton **P+** ou **P-** enfoncé pendant 5 secondes. Lorsque le programme change de séquence, l'amplitude chute de moitié pour permettre une transition plus confortable, ce qui signifie que vous devez augmenter l'amplitude au début de chaque nouvelle séquence.

Vous pouvez faire une pause au cours du programme en diminuant l'intensité de courant à 0,0 mA. Pour continuer de stimuler, augmentez l'intensité de courant. Le programme reprend là où la stimulation a été interrompue.

3. UTILISATION EFFICACE

3.1 Positionnement des électrodes



Pour que la stimulation vous procure les meilleurs résultats possibles, il est important de bien placer les électrodes. À la fin de ce manuel, vous trouverez un guide complet de positionnement des électrodes.

Avant de placer les électrodes sur votre corps, assurez-vous de toujours laver et assécher la peau afin de permettre une bonne conductivité. Assurez-vous de ne placer des électrodes que sur une peau saine.

Ne placez pas les électrodes à moins de 3 cm et à plus de 30 cm l'une de l'autre. Stimulez toujours avec une grande prudence à proximité du cœur. Ne stimulez jamais à proximité du sinus carotidien, sur le cou ou près des artères carotides. Vous risqueriez de provoquer une chute de la tension artérielle.


Il existe différentes tailles d'électrodes. Les petites électrodes sont utilisées de préférence sur les petits muscles et les grandes électrodes sur les grands. Assurez-vous de ne pas utiliser d'électrodes dont la surface de contact est inférieure à 14 cm² étant donné qu'elles pourraient causer un risque de brûlure cutanée.

Assurez-vous toujours que le stimulateur est en position OFF, autrement dit que tous les canaux affichent 0.0, avant de positionner ou de retirer les électrodes de votre peau.



Accessoires

À l'aide d'un câble en Y —C—, le nombre d'électrodes est doublé. Contactez votre distributeur Cefar pour de plus amples renseignements.



3.2 Position du corps

La position optimale est fonction du type de programme et de la partie du corps que vous souhaitez stimuler. La règle générale veut que vous soyez toujours dans une position confortable et que lorsque vous utilisez des programmes tels que la Relaxation musculaire, vous adoptiez une position qui vous permet de vous relaxer de manière appropriée.

Vous trouverez ci-dessous quelques recommandations concernant les positions pour différents programmes et pour les différentes parties du corps.

PARTIE DU CORPS

Force maximale, Force de résistance, Force Explosive, Endurance, Tonification, Raffermissement, Sculpt, Body Building, Reprise d'activité

Échauffement, Relaxation Musculaire, Programmes de Massage et de Soulagement de la douleur, Drainage, Lipolyse, Capillarisation, Récupération, Récupération active

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|--|---|---|
|  QUADRICEPS |  JAMBE INFÉRIEURE AVANT |  MOLLET |  GENOU * |  CHEVILLE * |  |  | | |
|  ABDOMINAUX |  HANCHES | | | |  |  | | |
|  LOMBAIRE/DOS |  MUSCLE GRAND DORSAL | | | |  |  | | |
|  ISCHIO-JAMBIERS |  FESSIERS | | | |  |  | | |
|  TRICEPS |  ÉPAULE |  NUQUE * | | | |  |  | |
|  BICEPS |  AVANT-BRAS |  POIGNET * |  COUDE * | | | |  |  |
|  PECTORAUX/POITRINE | | | | |  |  | | |

* SOULAGEMENT DE LA DOULEUR

4. STRUCTURE DES PROGRAMMES

Lorsque vous utilisez le CEFAR MYO 2, vous faites fonctionner différents programmes avec différents types de stimulation. Par exemple, les programmes pour l'entraînement en endurance sont complètement différents de ceux destinés à la récupération post-entraînement. De plus, certains ont des niveaux différents. Les programmes sont également adaptés à différentes parties du corps.

4.1 Niveaux des programmes

Certains des programmes ont trois niveaux différents: niveaux 1, 2 et 3, par exemple Force maximale 1, Force maximale 2 et Force maximale 3. Utilisez ces niveaux pour augmenter graduellement votre niveau d'entraînement. Dans les programmes comprenant différents niveaux, il est recommandé d'utiliser chaque programme pendant 6 à 8 semaines avant de passer au prochain niveau.

4.2 Séquences des programmes



Chaque programme consiste en une à trois séquences où chaque fréquence a un but spécifique. Les programmes à trois séquences commencent toujours par une séquence d'échauffement et se terminent par une séquence de récupération, assurant ainsi un entraînement équilibré.

| | | |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Séquence 1 | Echauffement | Vibrations musculaires modérées |
| Séquence 2 | ----- Voir Types de stimulation ----- | |
| Séquence 3 | Récupération | Vibrations musculaires visibles |

Lorsque le programme change de séquence, l'amplitude chute de moitié pour permettre une transition plus confortable. Cela si-

gnifie que vous devez augmenter l'amplitude au début de chaque nouvelle séquence. Sur l'écran du stimulateur, vous pouvez voir combien de séquences possède le programme (nombre de carrés), dans quelle séquence vous vous trouvez (le carré en cours est rempli) et la durée de la séquence. Vous pouvez modifier la durée de la séquence, passer à la séquence précédente ou à la prochaine séquence n'importe quand pendant la stimulation.

4.3 Repos actif

Dans les programmes d'entraînement où l'intensité est suffisamment élevée pour des contractions musculaires, la stimulation entre les contractions, appelée Repos actif, est également présente. La stimulation par Repos actif devrait provoquer des vibrations musculaires mais pas de contractions. Le but est de permettre une récupération avant la prochaine contraction et de diminuer les courbatures qui s'ensuivent. Vous devez augmenter l'amplitude pour le repos actif  de même que pour les contractions .

4.4 Fréquence modulée

La fréquence modulée signifie que la fréquence varie dans le temps et qu'elle peut, dans certains cas, rendre la stimulation plus confortable et plus efficace. Ce type de stimulation est utilisé dans les programmes tels que Sculpt et Force maximale.

4.5 Durée d'impulsion modulée

Ce type de stimulation est utilisé pour rendre la stimulation plus confortable. La largeur de chaque pulsation varie pendant un certain temps. La sensation de ce type de stimulation est appelée "wave-like" (sensation d'onde). Ce type de stimulation est utilisé, par exemple, dans le programme Relaxation musculaire.

Les programmes dans le CEFAR MYO 2 sont classés selon la liste suivante des types de stimulation: Sport, Fitness, Esthétique, Massage, Soulagement de la douleur et Réhabilitation.

5.1 TYPES DE STIMULATION

SPORT

- Échauffement
- Force maximale
- Force résistance
- Force explosive
- Endurance
- Relaxation musculaire
- Capillarisation
- Récupération
- Récupération active

FITNESS

Tonification
Raffermissement
Sculpt
Body building

ESTHÉTIQUE

Lipolyse Drainage

MASSAGE

Relaxation musculaire
Relaxation musculaire Visage
Massage lymphatique

SOULAGEMENT DE LA DOULEUR

TENS

TENS Relaxation musculaire

RÉHABILITATION

Reprise d'activité



TRONC



MEMBRES SUPÉRIEURS



MEMBRES INFÉRIEURS

5.2 VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES

| NO | PARTIE DU CORPS | TITRE |
|----|-----------------|------------------------|
| 0 | | Programme d'initiation |

SPORT

- TRONC

| | | |
|---|-------|-----------------------|
| 1 | Sport | Échauffement |
| 2 | Sport | Force maximale |
| 3 | Sport | Force résistance |
| 4 | Sport | Force explosive |
| 5 | Sport | Endurance |
| 6 | Sport | Relaxation musculaire |
| 7 | Sport | Récupération |
| 8 | Sport | Récupération active |

SPORT

- MEMBRES SUPÉRIEURS

| | | |
|----|-------|--------------------|
| 9 | Sport | Échauffement |
| 10 | Sport | Force maximale 1 |
| 11 | Sport | Force maximale 2 |
| 12 | Sport | Force maximale 3 |
| 13 | Sport | Force résistance 1 |
| 14 | Sport | Force résistance 2 |

| | | |
|----|-------|-----------------------|
| 15 | Sport | Force explosive 1 |
| 16 | Sport | Force explosive 2 |
| 17 | Sport | Endurance |
| 18 | Sport | Relaxation musculaire |
| 19 | Sport | Capillarisation |
| 20 | Sport | Récupération |
| 21 | Sport | Récupération active |

SPORT

- MEMBRES INFÉRIEURS

| | | |
|----|-------|-----------------------|
| 22 | Sport | Échauffement |
| 23 | Sport | Force maximale 1 |
| 24 | Sport | Force maximale 2 |
| 25 | Sport | Force maximale 3 |
| 26 | Sport | Force résistance 1 |
| 27 | Sport | Force résistance 2 |
| 28 | Sport | Force résistance 3 |
| 29 | Sport | Force explosive 1 |
| 30 | Sport | Force explosive 2 |
| 31 | Sport | Force explosive 3 |
| 32 | Sport | Endurance 1 |
| 33 | Sport | Endurance 2 |
| 34 | Sport | Relaxation musculaire |
| 35 | Sport | Capillarisation |
| 36 | Sport | Récupération |
| 37 | Sport | Récupération active |

FITNESS

- TRONC

| | | |
|----|---------|-----------------|
| 38 | Fitness | Tonification |
| 39 | Fitness | Raffermissement |
| 40 | Fitness | Sculpt |
| 41 | Fitness | Body building |

FITNESS

- MEMBRES SUPÉRIEURS

| | | |
|----|---------|-----------------|
| 42 | Fitness | Tonification |
| 43 | Fitness | Raffermissement |
| 44 | Fitness | Sculpt |
| 45 | Fitness | Body building |

FITNESS

- MEMBRES INFÉRIEURS

| | | |
|----|---------|-----------------|
| 46 | Fitness | Tonification |
| 47 | Fitness | Raffermissement |
| 48 | Fitness | Sculpt |
| 49 | Fitness | Body building |

ESTHÉTIQUE

| | | |
|----|------------|----------|
| 50 | Esthétique | Lipolyse |
| 51 | Esthétique | Drainage |

MASSAGE

| | | |
|----|---------|------------------------------|
| 52 | Massage | Relaxation musculaire |
| 53 | Massage | Relaxation musculaire Visage |
| 54 | Massage | Massage lymphatique |

SOULAGEMENT DE LA DOULEUR

| | | |
|----|------|---|
| 55 | TENS | En général |
| 56 | TENS | Nuque |
| 57 | TENS | Épaule |
| 58 | TENS | Coude |
| 59 | TENS | Lombaire |
| 60 | TENS | Genou |
| 61 | TENS | Cheville |
| 62 | TENS | TENS Relaxation musculaire, Membres supérieurs |
| 63 | TENS | TENS Relaxation musculaire, Membres inférieurs |
| 64 | TENS | TENS Relaxation musculaire, Tronc |

RÉHABILITATION

| | | |
|----|----------------|---|
| 65 | Réhabilitation | Reprise d'activité, Tronc |
| 66 | Réhabilitation | Reprise d'activité, Membres supérieurs |
| 67 | Réhabilitation | Reprise d'activité, Membres inférieurs |

5.3 Guide de programme

Le Guide de programme vous aide à mieux choisir le programme répondant à vos souhaits. Chaque section englobe les points suivants :

NUMÉRO DE PROGRAMME

| | |
|-------------------------------|---|
| DOMAINE D'APPLICATION | Type de stimulation |
| P. DU CORPS/GR. DE MUSCLES | La partie du corps à stimuler |
| SÉQUENCE | Durée totale de chaque séquence |
| DURÉE TOTALE | Durée totale du programme |
| INTENSITÉ | La force de stimulation |
| POSITIONNEMENT DES ÉLECTRODES | Une suggestion de placement d'électrodes (voir Guide de positionnement des électrodes p. 149) |

Découvrez CEFAR MYO 2

Nous vous recommandons de commencer avec le Programme 0 pour vous permettre de découvrir rapidement différents modes de stimulation et aussi pour vous familiariser avec le stimulateur.

| | |
|---------------------|-----------------------|
| PROGRAMME 0. | PROGRAMME TEST |
| Séquence | 2 min / 2 min / 2 min |
| Durée totale | 6 minutes |
| Pos. des électrodes | 11a |

Séquence 1 (Durée 2 minutes)

Augmentez progressivement le niveau d'intensité jusqu'à ce que vous ressentiez une sensation de vibration très forte. Vous percevez que la sensation de vibration se transforme en une contraction musculaire modérée puis diminue pour retrouver la vibration. C'est la stimulation constante en fréquence modulée. Vous trouverez cette forme de stimulation par exemple dans les séquences d'échauffement, les programmes de récupération active et les programmes de drainage.

Séquence 2 (Durée 2 minutes)

Vous devez de nouveau augmenter le niveau d'intensité. Vous percevez des contractions musculaires d'intensité moyenne alternées avec des périodes de repos. Plus vous augmentez l'intensité, plus la quantité de fibres musculaires stimulées est importante. La période de repos est active, c'est-à-dire qu'une stimulation basse fréquence est délivrée pendant la phase de repos. C'est la forme la plus classique de stimulation musculaire rencontrée. Vous trouverez cette forme de stimulation dans les programmes d'entraînement, par exemple les programmes de force maximale.

Séquence 3 (Durée 2 minutes)


Vous devez de nouveau augmenter le niveau d'intensité. C'est la stimulation constante en durée d'impulsion modulée. La sensation de ce type de stimulation est appelée " wave-like " (sensation d'onde). Ce type de stimulation est utilisé, par exemple, dans le programme de relaxation musculaire.



5.4 SPORT


Échauffement

Augmentation de la température musculaire pour une meilleure préparation à l'exercice. Augmentation de la vascularisation et du métabolisme dans le muscle.

-  Recommandé avant un entraînement physique ou une compétition.


Force maximale

Améliore la capacité de force maximale et augmente la masse musculaire. Permet un entraînement avec une charge maximale avec moins de risques de blessures par rapport à l'entraînement intense en force musculaire classique.

-  Recommandé pour tous les sports nécessitant une force maximale. Périodicité : 1 à 3 fois par semaine.


Force résistance

Améliore la capacité à développer un niveau de force élevé pendant une période de temps prolongée et augmente la capacité de résistance à l'accumulation de toxines, retardant ainsi la fatigue musculaire. Pour atteindre un travail d'une intensité extrêmement élevée, l'objectif vise un nombre élevé de contractions intenses et prolongées en alternance avec un repos actif de courte durée.


-  Recommandé pour les sports nécessitant un travail musculaire intense pendant une période de temps prolongée. Périodicité : 1 à 3 fois par semaine.

Force explosive


La force explosive augmente la capacité de développer une force maximale instantanée. Le but est d'utiliser la plus grande quantité de fibres musculaires en un temps le plus court possible. Ce programme est utilisé comme un complément plus confortable à l'entraînement par la force explosive générale qui est généralement très intensive et très exigeante. On recommande de commencer avec un programme de Force maximale afin de préparer le muscle à la force explosive.

-  Les programmes de la force explosive sont utilisés pour les sports demandant une exécution de mouvements à grande vitesse, et force maximale, par ex. le sprint, les sports de ballon, le ski alpin.
Périodicité : 1 à 3 fois par semaine.


Améliore la capacité de maintenir un effort de longue durée. Les programmes Endurance consistent en de longues sessions d'entraînement sous-maximales comme toutes les autres formes de programmes d'endurance. L'intensité moyenne favorise le travail des fibres lentes et améliore la capacité aérobie.

-  Les programmes Endurance s'adressent à tous ceux qui participent à des sports qui nécessitent une capacité aérobie élevée, ex. : le vélo, la course ou le ski de fond. Périodicité : 1 à 3 fois par semaine.


Permet une relaxation musculaire hautement efficace en raison des vibrations confortables qui augmentent la circulation et qui aident les muscles à se relaxer.

-  Ces programmes peuvent être utilisés n'importe quand lorsque la relaxation musculaire est nécessaire.

Augmente la vascularisation du muscle et améliore les qualités de résistance et la récupération. Lorsque la vascularisation est augmentée fréquemment et pendant une durée prolongée, une augmentation intramusculaire de capillaires est développée principalement autour des fibres rapides, ce qui permet un retard de la fatigue pendant un travail très intensif.


-  Les programmes de capillarisation sont recommandés surtout pour les sports qui nécessitent résistance et endurance. Périodicité : 3 à 5 fois par semaine.

Augmente l'aptitude à retrouver une capacité musculaire après un entraînement ou une compétition en améliorant la circulation et l'élimination de l'acide lactique et ainsi, diminuer la raideur musculaire. Le programme de récupération procure aussi un soulagement de la douleur en raison de la création d'endorphines.

-  On recommande d'utiliser ce programme dans les heures qui suivent un entraînement ou une compétition.

Récupération active

Augmente l'aptitude à retrouver une capacité musculaire après un entraînement ou une compétition et permet de reprendre l'entraînement plus facilement. La stimulation varie de vibrations musculaires aux contractions légères. Ceci favorise la circulation et diminue la raideur musculaire. Elle procure aussi un soulagement de la douleur en raison de la création d'endorphines. Ce programme est valable pour tous les sports car il améliore l'aptitude à retrouver rapidement une capacité musculaire maximale.

 On recommande d'utiliser ce programme dans les 6 à 24 heures suivant un entraînement ou une compétition.



PROGRAMMES - SPORT

PROGRAMME 1.

SPORT

Séquence

Durée totale

Intensité

Pos. des électrodes

ÉCHAUFFEMENT

5 min

5 minutes

Vibrations musculaires modérées.

1a, 2a, 2d, 4a, 5a, 6a

PROGRAMME 2.

SPORT

Séquence

Durée totale

Intensité

Pos. des électrodes

FORCE MAXIMALE

5 min / 16 min / 10 min

31 minutes

Contraction musculaire maximale sans douleur. Le Repos actif devrait provoquer des vibrations musculaires.

2a, 2d, 2e, 3a, 4a, 5a, 6a

PROGRAMME 3.

SPORT

Séquence

Durée totale

Intensité

Pos. des électrodes

FORCE RÉSISTANCE

4 min / 14 min / 15 min

33 minutes

Contractions musculaires moyennes à intenses. Le Repos actif devrait provoquer des vibrations musculaires.

2a, 2d, 2e, 3a, 4a, 5a, 6a

Pos. des électrodes

Contraction musculaire maximale sans douleur. Le Repos actif devrait provoquer des vibrations musculaires. 2a, 2e, 3a, 4a, 6a

Pos. des électrodes

**Contractions musculaires visibles d'intensité moyenne.
Le Repos Actif doit provoquer des vibrations musculaires.
2a, 2d, 2e, 3a, 4a, 5a, 6a**

Séquence
Durée totale
Intensité
Pos. des élec

Vibrations musculaires visibles ou légères contractions.
1a, 2a, 2d, 2e, 3a, 4a, 5a, 6a

Séquence
Durée totale
Intensité
Pos. des électrodes

Vibrations musculaires visibles.
1a, 2a, 2d, 2e, 3a, 4a, 5a, 6a

Séquence
Durée totale
Intensité
Pos. des électrodes

Vibrations musculaires et légères contractions.
1a, 2a, 2d, 2e, 3a, 4a, 5a, 6a



Membres Supérieurs

5 min
5 minutes
Vibrations musculaires modérées.
7a, 7b, 9a, 9c, 9d, 11c

5 min / 14 min / 10 min
29 minutes
Contraction musculaire maximale sans douleur. Le
Repos actif devrait provoquer des vibrations musculaires.
7a, 7c, 7d, 9a, 9d, 11a, 11b

5 min / 16 min / 10 min
31 minutes
Contraction musculaire maximale sans douleur. Le
Repos actif devrait provoquer des vibrations musculaires.
7a, 7c, 7d, 9a, 9d, 11a, 11b

5 min / 16 min / 10 min
31 minutes
Contraction musculaire maximale sans douleur. Le
Repos actif devrait provoquer des vibrations musculaires.
7a, 7c, 7d, 9a, 9d, 11a, 11b

5 min / 12 min / 15 min
32 minutes
Contractions musculaires moyennes à intenses. Le
Repos actif devrait provoquer des vibrations musculaires.
7a, 7c, 7d, 9a, 9d, 11a, 11b

4 min / 14 min / 15 min
33 minutes
Contractions musculaires moyennes à intenses. Le
Repos actif devrait provoquer des vibrations musculaires.
7a, 7c, 7d, 9a, 9d, 11a, 11b

5 min / 15 min / 15 min
35 minutes
Contraction musculaire maximale sans douleur. Le
Repos actif devrait provoquer des vibrations musculaires.
7a, 7c, 7d, 9a, 9d, 11a, 11b

Pos. des électrodes

Contraction musculaire maximale sans douleur. Le Repos actif devrait provoquer des vibrations musculaires.
7a, 7c, 7d, 9a, 9d, 11a, 11b

Pos. des électrodes

Contractions musculaires visibles d'intensité moyenne.
Le repos actif doit provoquer des vibrations musculaires.
7a, 7c, 7d, 9a, 9d, 11a, 11b

Séquence
Durée totale
Intensité
Pos. des élec

Vibrations musculaires visibles ou légères contractions.
7a, 7b, 9a, 9c, 9d, 11a, 11b, 11c

Séquence
Durée totale
Intensité
Pos. des élec

Vibrations musculaires visibles.
7a. 7b. 9a. 9c. 9d. 11a. 11b. 11c

Séquence
Durée totale
Intensité
Pos. des élec

Vibrations musculaires visibles.
7a, 7b, 9a, 9c, 9d, 11a, 11b, 11c

Séquence
Durée totale
Intensité
Pos. des élec

Vibrations musculaires et légères contractions.
7a, 7b, 9a, 9c, 9d, 11a, 11b, 11c

PROGRAMME 35.

SPORT

Séquence

Durée totale

Intensité

Pos. des électrodes

CAPILLARISATION

25 min

25 minutes

Vibrations musculaires visibles.

13a, 13c, 15a, 15b, 16a, 16b, 17a, 19a

PROGRAMME 36.

SPORT

Séquence

Durée totale

Intensité

Pos. des électrodes

RÉCUPÉRATION

10 min

10 minutes

Vibrations musculaires visibles.

13a, 13c, 15a, 15b, 16a, 16b, 17a, 19a

PROGRAMME 37.

SPORT

Séquence

Durée totale

Intensité

Pos. des électrodes

RÉCUPÉRATION ACTIVE

20 min

20 minutes

Vibrations musculaires et légères contractions.

13a, 13c, 15a, 15b, 16a, 16b, 17a, 19a




Le programme de tonification propose un véritable travail d'entretien du tonus musculaire. L'intensité de ce type de séance reste tout de même modérée et le rend accessible à tous sans risque de courbatures.

- i** Il s'adresse plus particulièrement à ceux qui, attentifs à leur forme physique, recherchent un complément à une activité sportive régulière. Il peut être réalisé trois fois par semaine.

Ce programme provoque un entraînement d'intensité modérée, il vise à donner une meilleure densité musculaire sans risque de courbatures. Il est recommandé pour initier la musculation de muscles faibles ou qui ont perdu de leur volume.

- i** Recommandé pour la tonification musculaire, c'est-à-dire redonner une fermeté aux muscles qui sont insuffisamment sollicités. Il peut être réalisé tous les jours sur des grands groupes musculaires comme les cuisses, les abdominaux et les dorsaux.

Le programme Sculpt produit un travail intense comparable à celui d'une séance de musculation. Des sensations de courbatures sont normalement ressenties dans les heures qui suivent ce type de séance.

-  Ce programme s'adresse à ceux qui souhaitent mettre particulièrement en valeur un relief musculaire, là où les mouvements de musculation traditionnels ne sont pas suffisants. Périodicité : 1 à 3 fois par semaine.

La fréquence des impulsions poussée à son maximum produit un travail musculaire très intense. Cette forme d'entraînement vise à atteindre l'hypertrophie des fibres rapides. Elle provoque un épuisement musculaire total suivi d'importantes courbatures.

- 1** Elle s'adresse aux habitués de la musculation qui souhaitent améliorer leur définition musculaire.
Périodicité : 1 à 3 fois par semaine.



FITNESS

Séquence
Durée totale
Intensité
Pos. des élec

TONIFICATION

5 min / 15 min / 5 min
25 minutes
Contractions musculaires d'intensité moyenne.
2a, 2e, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a

FITNESS

Séquence
Durée totale
Intensité

Pos. des électrodes

RAFFERMISSEMENT

5 min / 20 min / 5 min
30 minutes
Contractions musculaires d'intensité maximale sans douleur.
Le Repos actif devrait provoquer des vibrations musculaires.
2a, 2e, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a

FITNESS

Séquence
Durée totale
Intensité

Pos. des électrodes

SCULPT

5 min / 20 min / 5 min
30 minutes
Contractions musculaires d'intensité maximale sans douleur.
Le Repos actif devrait provoquer des vibrations musculaires.
2a, 2e, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a

FITNESS

Séquence
Durée totale
Intensité

Pos. des électrodes

BODY BUILDING

5 min / 15 min / 5 min
25 minutes
Contractions musculaires d'intensité maximale sans douleur.
Le Repos actif devrait provoquer des vibrations musculaires.
2a, 2e, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a



Membres Supérieurs

Séquence
Durée totale
Intensité
Pos. des élec

5 min / 15 min / 5 min
25 minutes
Contractions musculaires d'intensité moyenne.
7a, 7b, 7c, 9b, 9d, 11a, 11b

Séquence
Durée totale
Intensité

5 min / 20 min / 5 min
30 minutes
Contractions musculaires d'intensité maximale sans douleur.
Le Repos actif devrait provoquer des vibrations musculaires.
7a, 7b, 7c, 9b, 9d, 11a, 11b

Séquence
Durée totale
Intensité

5 min / 20 min / 5 min
30 minutes
Contractions musculaires d'intensité maximale sans douleur.
Le Repos actif devrait provoquer des vibrations musculaires.
7a, 7b, 7c, 9b, 9d, 11a, 11b

Séquence
Durée totale
Intensité

5 min / 15 min / 5 min
25 minutes
Contractions musculaires d'intensité maximale sans douleur.
Le Repos actif devrait provoquer des vibrations musculaires.
7a, 7b, 7c, 9b, 9d, 11a, 11b



Membres Inférieurs

13a, 15a, 16b, 17a, 19a

13a, 15a, 16b, 17a, 19a

13a, 15a, 16b, 17a, 19a

13a, 15a, 16b, 17a, 19a

La basse fréquence de ce programme a un effet positif sur le métabolisme, augmente l'élimination des toxines et des liquides organiques indésirables. C'est une méthode pour redessiner les zones peu esthétiques grâce à laquelle le métabolisme des lipocytes est modifié. Pour le meilleur résultat possible, compléter ce programme par une séance d'aérobic (par ex. course à pied, vélo) pendant au moins 20 minutes.

- 1** Améliore la circulation. Augmente la capacité d'élimination de la cellulite (aspect peau d'orange).
Périodicité : 3 à 5 fois par semaine.

La stimulation coordonnée entre les deux canaux du stimulateur produit un effet de pompage musculaire. Le pompage active principalement les systèmes veineux et lymphatique par effet mécanique.

- 1** Il vise à améliorer la circulation et à favoriser l'élimination des toxines. Périodicité : peut être utilisé tous les jours.

Programmes - Esthétique

ESTHÉTIQUE

Séquence
Durée totale
Intensité

Pos. des électrodes

LIPOLYSE

30 min / 30 min
60 minutes

Séquence 1 : Vibrations musculaires visibles. Séquence 2 : Contractions musculaires moyennes visibles. Le Repos actif devrait provoquer des vibrations musculaires.

5b, 6a, 13a, 15a, 15b, 17a, 19a

ESTHÉTIQUE

Séquence
Durée totale
Intensité

Pos. des électrodes


DRAINAGE

30 min
30 minutes
Vibrations musculaires visibles.
5b, 6a, 13a, 15a, 15b, 17a, 19a

5.7 MESSAGE


Relaxation musculaire

Permet une décontraction musculaire très efficace grâce aux vibrations confortables qui augmentent la circulation et qui aident les muscles à se relaxer.

 Ces programmes peuvent être utilisés n'importe quand, lorsque la relaxation musculaire est nécessaire.

Massage lymphatique

La stimulation coordonnée entre les deux canaux du stimulateur produit un effet de pompage musculaire. Le pompage active principalement les systèmes lymphatique et veineux par effet mécanique.

 Il vise à améliorer la circulation du système lymphatique et à favoriser l'élimination des toxines. Ces programmes peuvent être utilisés n'importe quand, lorsque le massage lymphatique est nécessaire.

Programmes - Massage

PROGRAMME 52.

MASSAGE

Séquence

Durée totale

Intensité

Pos. des électrodes

RELAXATION MUSCULAIRE

20 min

20 minutes

Vibrations musculaires visibles.

**1a, 1b, 2a, 2d, 4b, 6a, 7a, 9c, 11c,
13a, 15a, 15b, 16b, 17a, 19a**

PROGRAMME 53.

MASSAGE

Séquence

Durée totale

Intensité

Pos. des électrodes

RELAXATION MUSCULAIRE VISAGE

15 min

15 minutes

Vibrations musculaires légères.

20a



PROGRAMME 54.

MASSAGE

Séquence

Durée totale

Intensité

Pos. des électrodes

MASSAGE LYMPHATIQUE


20 min

20 minutes


Vibrations musculaires visibles ou contractions légères.

6a, 9c, 11c, 13a, 15a, 15b, 16b, 17a, 19a

Utilise les mécanismes de soulagement de la douleur du système nerveux pour soulager la douleur aiguë et chronique. Grâce à la stimulation, des impulsions passent au travers des nerfs et bloquent les impulsions de douleur. Le soulagement de la douleur est généralement plus efficace pendant la stimulation mais l'effet peut aussi durer une fois le programme fini. Le TENS augmente aussi la circulation.

 Placez les électrodes sur la zone douloureuse. Chaque séance de stimulation devrait durer au moins 30 minutes. Peut être utilisé n'importe quand pour soulager la douleur.

Permet le soulagement de la douleur et une relaxation musculaire efficace. Le TENS utilise les mécanismes de soulagement de la douleur du système nerveux pour soulager la douleur aiguë et chronique. Grâce à la stimulation, des impulsions passent au travers des nerfs et bloquent les impulsions de douleur. La relaxation musculaire augmente la circulation et aide les muscles à se relaxer.

 Comme les muscles tendus sont parfois douloureux, ce programme combine le TENS et la relaxation musculaire. La première phase est le TENS et la seconde, la relaxation musculaire. Peut être utilisé n'importe quand pour soulager la douleur et relaxer les muscles.

69

7a, 9c, 11c


13a, 13c, 13d, 15a, 15b, 16b, 17a, 19a

1a, 1b, 2a, 2d, 2e, 3a, 4a, 5a, 6a

5.9 RÉHABILITATION

Reprise d'activité

Reprise de l'activité physique après une période d'interruption. Après une blessure ou un autre type d'interruption de l'activité physique, les muscles perdent souvent de leur force et de leur masse musculaire. Il est important de redonner aux muscles leur tonus normal le plus rapidement possible. Le programme Reprise d'activité offre la possibilité d'entraîner les muscles qui sont affectés.

 Peut être utilisé n'importe quand, lorsqu'une reprise d'activité est nécessaire.

Programmes - Réhabilitation

PROGRAMME 65. RÉHABILITATION

Séquence
Durée totale
Intensité
Pos. des électrodes

REPRISE D'ACTIVITÉ - TRONC

5 min / 30 min / 10 min
45 minutes
Contractions musculaires d'intensité modérée.
2a, 2d, 2e, 3a, 4a, 5a, 6a



PROGRAMME 66. RÉHABILITATION

Séquence
Durée totale
Intensité
Pos. des électrodes

REPRISE D'ACTIVITÉ - MEMBRES SUPÉRIEURS

5 min / 30 min / 10 min
45 minutes
Contractions musculaires d'intensité modérée.
7a, 7c, 7d, 9a, 9d, 11a, 11b



PROGRAMME 67. RÉHABILITATION

Séquence
Durée totale
Intensité
Pos. des électrodes

REPRISE D'ACTIVITÉ - MEMBRES INFÉRIEURS

5 min / 30 min / 10 min
45 minutes
Contractions musculaires d'intensité modérée.
13a, 13d, 15a, 16b, 17a, 19a



Arrêter le stimulateur. Retirer le couvercle en le poussant d'abord vers le bas et en le soulevant ensuite pour extraire les piles. S'assurer que les nouvelles piles sont placées correctement dans le stimulateur (respecter la polarité + et -), voir figure p. 147. Jeter toujours vos piles dans des points de recyclage.

7. CONSEILS D'ENTRETIEN

- Toujours ranger le stimulateur et ses accessoires dans sa housse d'origine lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne jamais exposer le stimulateur à l'eau. Au besoin, l'essuyer à l'aide d'un chiffon humide.
- Pour assurer une meilleure protection des câbles, les laisser branchés au stimulateur entre les séances d'entraînement.
- Ne pas tirer brusquement sur les câbles ou sur les fils.

8. RECHERCHE DE PANNES

Vérifiez que tous les paramètres de réglage sont bien réglés et assurez-vous que les électrodes sont bien placées (voir le guide de positionnement des électrodes p. 149).

- La peau est irritée. Reportez-vous à la section Précautions à prendre, sur les soins de la peau.
- Les électrodes sont usées et doivent être remplacées.

- Vérifiez si la pile a besoin d'être remplacée. Voir section 6, Remplacement des piles.
- Veillez à ce que les électrodes ne soient pas en contact.
- Si l'alimentation électrique est coupée, par exemple en raison d'une rupture de câble, l'intensité de courant du canal utilisé s'éteint automatiquement et 0,0 mA commence à clignoter. Vérifiez s'il s'agit d'une rupture de câble en mettant les fiches du câble l'une contre l'autre et en augmentant l'intensité de courant du canal utilisé à environ 15 mA. Si l'intensité de courant diminue alors à 0 mA et que 0,0 mA commence à clignoter, remplacez le câble de raccordement. N.B. Lors du contrôle éventuel d'une rupture de câble, ne pas augmenter l'intensité de courant à plus de 20 mA car cela risquerait d'endommager le stimulateur.
- Pour la résistance élevée, l'intensité de courant diminue à 0 mA et 0,0 mA commence à clignoter.
- Les électrodes sont usées et doivent être remplacées.


L'entretien et les réparations du CEFAR MYO 2 doivent être effectués par CEFAR Medical AB ou ses distributeurs une fois par an.



9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CEFAR MYO 2 est un stimulateur électrique à deux canaux destiné à l'entraînement musculaire et au soulagement de la douleur. Le stimulateur fonctionne soit sur deux piles rechargeables de 1,2 V AA ou sur piles jetables de 1,5 V AA. Le courant est constant aux sorties et le stimulateur peut faire pénétrer 100 mA à une impédance externe de 1000 ohm.

| | |
|---------------------------------|--|
| NOMBRE DE CANAUX | 2 (simultanés) |
| COURANT CONSTANT | Jusqu'à une résistance de 1000 ohm. |
| TYPES DE STIMULATION | <i>Stimulation continue</i> : impulsion constante, largeur d'impulsion modulée, fréquence modulée. <i>Stimulation intermittente</i> : impulsion constante, fréquence modulée. |
| AMPLITUDE | 0-100 mA, échelon de 0,5 mA. |
| FORME D'IMPULSION | Impulsion carrée biphasique symétrique compensée. |
| FRÉQUENCE | max. 120 Hz |
| LARGEUR D'IMPULSION MAX. | 300 µs |
| ALIMENTATION | 2 piles jetables de 1,5 V AA ou 2 piles rechargeables de 1,2 V AA. |



**CONSOMMATION DE
COURANT AVEC 1 CANAL,
300 S, 30 HZ, 30 MA**

75 mA

**CONDITIONS DE
TRANSPORT, D'USAGE
ET DE STOCKAGE**

Température 10°C à 40°C
Humidité de l'air 30 %-75 %
Pression atmosphérique 700 hPa-1 060 hPa

DIMENSIONS EXTERNES

65 x 120 x 30 mm

POIDS

environ 160 g

I R.M.S. MAX/CANAL

27 mA

10. DÉFINITION DES SYMBOLES



Lire le manuel avant l'utilisation.





Partie patient – Body Floating.



Testé et homologué selon la directive médicale
MDD 93/42/EEC. Organisme notifié SEMKO AB.

Garantie : L'appareil est garanti 24 mois contre tout vice de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation.

| | |
|---|--|
| ACIDE LACTIQUE | Acide produit par l'effort musculaire. Des quantités excessives d'acide lactique dans l'organisme peuvent entraîner des douleurs musculaires. |
| AMPLITUDE | Intensité de la stimulation. |
| CÂBLE EN Y  | Câble d'électrode qui permet de doubler la quantité d'électrodes. |
| CAPILLAIRE | Vaisseau sanguin très fin. |
| DURÉE D'IMPULSION MODULÉE | Durée de chaque pulsation qui varie pendant un certain temps. |
| ESM | Électrostimulation musculaire. |
| ENDORPHINES | Substance (Peptide) produite par le cerveau qui agit comme un analgésique naturel. |
| FIBRE MUSCULAIRE - LENTE, RAPIDE | Composant du muscle. Les muscles sont faits de fibres musculaires lentes et de fibres musculaires rapides. Les fibres musculaires lentes sont principalement utilisées dans les sports d'endurance alors que les fibres rapides sont utilisées dans les sports de force explosive. |
| FRÉQUENCE | Impulsions par seconde. Lors de la stimulation avec burst, train d'impulsions par seconde. |

| | |
|----------------------------------|---|
| FRÉQUENCE MODULÉE | Fréquence qui varie pendant un certain temps. |
| LARGEUR D'IMPULSION | Durée de la phase de chaque impulsion individuelle. |
| LIPOCYTES | Cellules adipeuses responsables de la formation des tissus adipeux. |
| MÉTABOLISME | Processus chimiques qui agissent de façon régulière dans l'organisme et qui sont essentiels à la vie, par exemple, la formation des tissus et l'élimination des déchets. |
| REPOS ACTIF | Le muscle est stimulé lors de la période de repos  entre les contractions musculaires. |
| SÉQUENCE | Partie d'un programme. |
| STIMULATION INTERMITTENTE | Stimulation/Repos/Stimulation |
| SYSTÈME LYMPHATIQUE | Série de vaisseaux qui transportent la lymphe qui en retour transporte les déchets des tissus aux veines. |
| SYSTÈME VEINEUX | Système de veines qui retournent le sang au cœur à partir des tissus. |
| TENS | NeuroStimulation Electrique Transcutanée. |
| TOXINES | Substances toxiques dans l'organisme. |

AKKUWECHSEL

Siehe s. 36

REPLACEMENT DES PILES


Voir p. 72

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Vedere p. 108

VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN


zie p. 144



REPLACEMENT OF BATTERIES
see p. 36

CAMBIO DE PILAS
vea p. 72

BYTE AV BATTERIER
se s. 108
























ELECTRODE PLACEMENT GUIDE

GUIA PARA LA COLOCACION DE ELECTRODOS

ELEKTRODPLACERINGSGUIDE














Photo © Studio Ekvall
Helsingborg AB



CEFAR Medical AB | Ideon Science Park

Scheelevägen 19A | SE-223 70 Lund | Sweden | Tel: +46 (0)46 38 40 50

Fax: +46 (0)46 38 40 60 | E-mail info@cefar.se | www.cefar.se

